


WITHINGS



EN Plug the data hub into an outlet using the provided power supply. After the LED turns green (after max. 10 minutes), you can use your Withings devices normally.

FR Branchez le boîtier à une prise murale en utilisant l'adaptateur fourni. Après que la lumière est devenue verte (max. 10 minutes), utilisez vos produits Withings normalement.

DE Verbinden Sie die Box anhand des mitgelieferten Netzteils mit einer Steckdose. Nachdem das Licht grün geworden ist (max. 10 Minuten), verwenden Sie Ihre Withings-Produkte normal.

IT Collegare la scatola a una presa usando l'alimentatore fornito. Dopo che la luce è diventata verde (max. 10 minuti), usa normalmente i suoi prodotti Withings.

ES Utiliza el adaptador suministrado para enchufar el sensor a una toma de corriente. Después de que la luz se haya puesto verde (máx. 10 minutos), use sus productos Withings normalmente.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important note: Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Country Code selection feature to be disabled for products marketed to the US/CANADA.

Operation of this device is restricted to indoor use only.

- EN** Withings SA, hereby declares that the device Withings Data Hub is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: Withings.com/compliance
- FR** Par la présente, Withings SA, déclare que l'appareil Withings Data Hub est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : Withings.com/compliance
- DE** Hiermit erklärt Withings SA, dass sich das Gerät Withings Data Hub den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die EG-Konformitätserklärung können Sie über das Internet herunterladen: Withings.com/compliance
- ES** Por la presente, Withings SA, declara que el Withings Data Hub cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad se puede encontrar en: Withings.com/compliance
- IT** Con la presente Withings SA, dichiara che questo Withings Data Hub è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: Withings.com/compliance
- PT** Withings SA, declara que este Withings Data Hub está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: Withings.com/compliance

Mode	Frequency Band (MHz)	Maximum Output Power (dBm)
802.11 b/g/n	2400-2483.5	24.38
BT-LE	2402-2480	7.99
BT EDR	2402-2480	-6.47



QIG_WUP01_003

This guide is available in additional languages at: www.withings.com/guides
Warranty information is available at: www.withings.com/legal/warranty

Need help?
www.withings.com/support/datahub

Withings Data Hub - Model: WUP01 - V1.0
© 2020 Withings SA. All rights reserved.
2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE